


Anti-Pan-Trk Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04629 / Q16620 / Q16288

Artikelnummer: CM0007379



Einführung

Pan-Trk Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Erkennt humane, murine und Ratten-TrkA/B/C-Rezeptoren. Ideal für Forschung zur Neurotrophin-Signalisierung und Studien zur neuronalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-Trk Kaninchen mAk
Spezies	Mensch
Gen-ID	4914, 4915, 4916
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von humanem pan-Trk
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04629, Q16620, Q16288
Versand	Eispackung