

## Anti-Pank2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bz23

Artikelnummer: CM0021834



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PANK2 für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Immunogen: synthetisches Peptid aa 300-400. Geeignet für die Erforschung der Coenzym-A-Synthese und der Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PANK2-Kaninchen-pAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | HSS; HARP; PKAN; NBIA1; C20orf48; PANK2                                                                                  |
| Art               | Mensch                                                                                                                   |
| GeneID (Mensch)   | 80025                                                                                                                    |
| GeneID            | 80025                                                                                                                    |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des humanen PANK2 (NP_705902.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                     |
| SWISS             | Q9BZ23                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 63 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |