


Anti-Pannexin-1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Rd7

Artikelnummer: CM0027498



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Pannexin-1 (PANX1), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Validiert für Forschung an Ionenkanälen, Apoptose und Kalziumsignalisierung. Swiss-Prot: Q96RD7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pannexin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PX1; MRS1; OOMD7; OZEMA7; UNQ2529; Pannexin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	24145
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Pannexin 1 (NP_056183.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96RD7
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel