

Anti-Pap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51003

Artikelnummer: CM0026312



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliche Poly(A)-Polymerase alpha (PAPOLA/PAP) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, geeignet für die Untersuchung der mRNA-Polyadenylierung. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAP; PAP-alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10914
GenID	10914
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 605-745 von menschlichem PAP (NP_116021.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51003
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel