

Anti-Papd7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xg87

Artikelnummer: CM0015724

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PAPD7/TENT4A, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielprotein ist an mRNA-Stabilisierung und RNA-Qualitätskontrolle beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAPD7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAK1; POLK; POLS; TRF4; LAK-1; PAPD7; TRF41; TRF4-1; TUTASE5
Spezies	Human
GeneID (Human)	11044
GeneID	11044
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (303-542) von humanem PAPD7 (NP_008930.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5XG87
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel