


Anti-Papss1 Polyklonaler Antikörper Für Wb - O43252

Artikelnummer: CM0015698



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PAPSS1 (SK1/ATPSK1). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des Sulfataktivierungsweges und von Sulfotransferasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAPSS1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SK1; PAPSS; ATPSK1; PAPSS1
Spezies	Human
GeneID (human)	9061
GeneID	9061
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 190-260 von humanem PAPSS1 (NP_005434.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43252
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eistasche