

Anti-Par2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55085

Artikelnummer: CM0010308



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PAR2 (P55085), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für Studien zu Entzündung, Immunität und der Funktion der endothelialen Barriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAR2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PAR2; GPR11
Art	Mensch
Gen-ID	2150 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 298-397 des humanen PAR2 (P55085) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55085
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku