

Anti-Par4 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Iz0

Artikelnummer: CM0027204



Einführung

Hochwertiger anti-PAR4 polyklonaler Kaninchen-Antikörper für Western Blot und ELISA, zum Nachweis von humanem, Maus- und Ratten-PAR4. Ideal für die Apoptose- und Krebsforschung. - Q96IZ0

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAR4 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	PAR4; Par-4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5074
Gen-ID	5074
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen PAR4 (NP_002574.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96IZ0
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel