

Anti-Parathormon (Pth) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P01270

Artikelnummer: CM0005538



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Parathormon (PTH) gerichtet ist, geeignet für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Kalziumstoffwechsel und Knochenmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Parathormon (PTH) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FIH1; PTH1; Parathormon (PTH)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5741
Gen-ID	5741
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäminos 1-100 des humanen Parathormons (PTH) (P01270) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01270
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel