

Anti-Parathormon (Pth) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01270

Artikelnummer: CM0026761



Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper richtet sich gegen humanes PTH (SWISS P01270) und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für WB und ELISA, unterstützt er die Forschung zum Kalziumstoffwechsel und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Parathormon (PTH) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FIH1; PTH1; Parathormon (PTH)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5741
Gen-ID	5741
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-115 des humanen Parathormons (PTH) (NP_000306.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01270
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel