

Anti-Pard6A Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Npb6

Artikelnummer: CM0027272



Einführung

Hochwertiger anti-PARD6A polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB und ELISA. Validiert für humane und murine Proben, gerichtet gegen das PAR6C-Adapterprotein, das an der Zellpolarität und den Tight Junctions beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARD6A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PAR6; PAR6C; TAX40; PAR-6A; TIP-40; PAR6alpha; PARD6A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	50855
Gen-ID	50855
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen PARD6A (Q9NPB6) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NPB6
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel