

Anti-Parg Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86W56

Artikelnummer: CM0004611



Einführung

Anti-PARG Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; zielt spezifisch auf humane Poly(ADP-ribose) Glycohydrolase ab. Ideal für die Untersuchung von ADP-Ribosylierung, DNA-Schadensantwort und Chromatin-Remodelling-Wegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARG Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PARG99; PARG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8505
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 777-976 von humanem PARG (NP_003622.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86WQ86W56
Proteingewicht	111kDa
Versand	Eisbeutel