

Anti-Parl Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H300

Artikelnummer: CM0030841

Einführung

Anti-PARL Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches PARL, eine mitochondriale Protease, die an der Regulation der Apoptose beteiligt ist. Ideal für Studien zur Apoptose und mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSARL; PSARL1; RHBD51; PRO2207; PSENIP2; PARL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55486
GenID	55486
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-170 von menschlichem PARL (NP_001032728.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H300
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel