

Anti-Parn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95453

Artikelnummer: CM0024851



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PARN, eine Poly(A)-spezifische Ribonuklease. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Rekombinantes Immunogen (aa 1-280). Ideal für Studien zum mRNA-Abbau und zur posttranskriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAN; DKCB6; PFBMFT4; PARN
Spezies	Human
GeneID (Human)	5073
GeneID	5073
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem PARN (NP_002573.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95453
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel