


Anti-Parp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09874

Artikelnummer: CM0012831



Einführung

Der PARP1 Kaninchen polyklonale Antikörper detektiert humanes, murine und Ratten PARP1 (113 kDa) in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Er zielt auf die C-terminale Region (AS 662-1014) ab und ist ideal für Studien zu DNA-Schadensreparatur, Apoptose und Transkription geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	142
GenID	142
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 662-1014 von PARP1 (NP_001609.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09874
Proteinmasse	113 kDa
Versand	Eisbeutel