


Anti-Parp1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P09874

Artikelnummer: CM0003758



Einführung

Anti-PARP1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-PARP1. Unverzichtbar für Forschung zu DNA-Reparatur, Apoptose und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliae	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	142
Gen-ID	142
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von humanem PARP1 (P09874).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09874
Proteinmasse	113 kDa
Versand	Eisbeutel