


Anti-Parp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P09874

Artikelnummer: CM0007772



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PARP1. Valid für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für DNA-Reparatur-, Apoptose- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PARP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	142
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem PARP1 (NP_001609.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09874
Protein-Gewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel