

Anti-Parp12 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0J9

Artikelnummer: CM0018108



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PARP12, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung antiviraler Reaktionen, Golgi-Transports und mitochondrialer Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZC3H1; ARTD12; MST109; MSTP109; ZC3HDC1; PARP12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64761
Gen-ID	64761
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 462-701 von humanem PARP12 (NP_073587.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0J9
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eistasche