

Anti-Parp2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ugn5

Artikelnummer: CM0004331



Einführung

Rekombinanter Anti-PARP2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, zielgerichtet auf humanes PARP2 (Q9UGN5) für DNA-Reparatur- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10038
Gen-ID	10038
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 484-583 von humanem PARP2 (Q9UGN5) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UGN5
Protein-Gewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel