

Anti-Parp2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ugn5

Artikelnummer: CM0019772



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PARP2, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur DNA-Reparatur, zum Chromatin-Remodelling und zur ADP-Ribosylierung. 66 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10038
Gen-ID	10038
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UGN5
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Kühlakku