

Anti-Parp4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukk3

Artikelnummer: CM0026860



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PARP4, validiert für WB und ELISA. Erkennt PARP4 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des Vault-Komplexes und der ADP-Ribosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Spezies	Human
GeneID (Human)	143
GeneID	143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem PARP4 (NP_006428.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKK3
Protein-Gewicht	193kDa
Versand	Eistasche