

Anti-Parp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukk3

Artikelnummer: CM0022485



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PARP4, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Rattenmaterial. Ideal für Vault-Partikel- und ADP-Ribosylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Spezies	Human
GeneID (human)	143
GeneID	143
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKK3
Protein-Gewicht	193kDa
Versand	Eisbeutel