

Anti-Parp8 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N3A8

Artikelnummer: CM0018669

Einführung

PARP8 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das Protein Mono-ADP-Ribosyltransferase PARP8 (ARTD16), das an der ADP-Ribosylierung beteiligt ist. Ideal für die Krebs- und Zellsignalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARTD16; pART16; PARP8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79668
Gen-ID	79668
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-300 des menschlichen PARP8 (NP_001171527.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N3A8
Proteinmasse	96kDa
Versand	Eisbeutel