

Anti-Pars2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7L3T8

Artikelnummer: CM0022745

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die menschliche mitochondriale Prolyl-tRNA-Synthetase (PARS2) gerichtet ist. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, kreuzreagiert mit Ratte. Nützlich für die Forschung an mitochondrialer Translation und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEE75, proRS, EIEE75, MT-PRORS, PARS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-220 von menschlichem PARS2 (NP_689481.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q7L3T8
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel