

Anti-Parva-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nvd7

Artikelnummer: CM0018738



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PARVA (Alpha-Parvin), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Zelladhäsion, Zytoskelett und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARVA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PARVA; CH-ILKBP; MXRA2; Alpha-Parvin
Spezies	Mensch
Gen-ID	55742
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PARVA (NP_060692.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVD7
Proteingewicht	20kDa/42kDa
Versand	Eisbeutel