


Anti-Parvalbumin (Pvalb) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20472

Artikelnummer: CM0016753



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Parvalbumin alpha (PVALB). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Muskelphysiologie und die Forschung an kalziumbindenden Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Parvalbumin/PVALB Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	D22S749; Parvalbumin (PVALB)
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5816
GeneID	5816
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-110 von humanem Parvalbumin enthält (NP_002845.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20472
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel