


Anti-Parvalbumin/Pvalb Polyklonaler Antikörper Für Wb - P20472

Artikelnummer: CM0025637



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen Parvalbumin/PVALB (alpha-PV). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Wird zur Untersuchung der kalziumabhängigen Muskelentspannung und des Kalzium-Signalings verwendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Parvalbumin/PVALB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D22S749; Parvalbumin (PVALB)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5816
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von menschlichem Parvalbumin (PVALB) (NP_002845.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20472
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel