


## Anti-Parvalbumin/Pvalb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P20472

Artikelnummer: CM0002764



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Parvalbumin/PVALB Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Geeignet für humane, Maus- und Rattenproben. Erkennt ein ~12 kDa großes Calcium-bindendes Protein, das an der Muskelentspannung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Parvalbumin/PVALB Kaninchen-mAk                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | D22S749; Parvalbumin (PVALB)                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| GeneID (human)    | 5816                                                                                                                               |
| GeneID            | 5816                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem Parvalbumin (PVALB) (P20472) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | P20472                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 12kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                          |