


Anti-Parvb Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hbi1

Artikelnummer: CM0018251



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches PARVB (Beta-Parvin, Affixin). Validiert für Western Blotting und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Integrin-Signalgebung in Muskel und anderen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARVB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CGI-56; PARVB
Spezies	Mensch
GenID	29780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 von menschlichem PARVB (NP_037459.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HBI1
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel