


Anti-Pask Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Rg2

Artikelnummer: CM0026395



Einführung

Auf rekombinanter Basis hergestellter kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen die humane PASK-Kinase (STK37/PASKIN) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Energiehomöostase und translationsbedingter Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PASK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STK37; PASKIN; PASK
Spezies	Mensch
GenID	23178
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1194-1323 von humanem PASK (NP_055963.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RG2
Proteingewicht	143kDa
Versand	Eisbeutel