

Monoklonaler Anti-Patz1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hbe1

Artikelnummer: CM0011023



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PATZ1 (POZ-, AT-Hook- und Zinkfinger-enthaltendes Protein 1), einen Transkriptionsregulator. Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Studien zur T-Zell-Entwicklung, Seneszenz und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PATZ1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23
Spezies	Mensch
Gen-ID	23598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 250-350 des humanen PATZ1 (NP_055138.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HBE1
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku