

Anti-Patz1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hbe1

Artikelnummer: CM0018083



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PATZ1 für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Spezifität für humanen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Transkriptions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PATZ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23; PATZ1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23598
GenID	23598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-350 von humanem PATZ1 (NP_055138.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HBE1
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel