

Anti-Pax1-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P15863

Artikelnummer: CM0024461

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PAX1, einen entwicklungsbezogenen Transkriptionsfaktor. Geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für Embryogenese- und Wirbelsäulenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PAX1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OFC2; HUP48; PAX1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5075
Gen-ID	5075
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem PAX1 (NP_006183.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15863
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel