

Anti-Pax2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q02962

Artikelnummer: CM0029282

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PAX2 gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung an Nierenentwicklung und Urogenitaltrakt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FSG57; PAPRS; PAX-2; PAX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5076
GenID	5076
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-320 von menschlichem PAX2 (NP_003978.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02962
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel