

Anti-Pax3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23760

Artikelnummer: CM0016108



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PAX3, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zu neuronaler Entwicklung, Myogenese und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Spezies	Human
GeneID (Human)	5077
GeneID	5077
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23760
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel