

Anti-Pax3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23760

Artikelnummer: CM0019638



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen PAX3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu neuraler Entwicklung, Myogenese und Waardenburg-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5077
Gen-ID	5077
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-236 des menschlichen PAX3 (NP_852122.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23760
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel