

Anti-Pax5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02548

Artikelnummer: CM0017032



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PAX5 (BSAP), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für B-Zell-Entwicklung und EBV-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Spezies	Human
GeneID (Human)	5079
GeneID	5079
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PAX5 (NP_057953.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02548
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel