

Anti-Pax5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q02548

Artikelnummer: CM0026478



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen PAX5-Transkriptionsfaktor, geeignet für WB, IP, ELISA. Erkennt eine Bande von 42 kDa. Zielprotein, das für die B-Zellentwicklung und die Erhaltung des EBV-Genoms essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5079
GenID	5079
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150-300 des menschlichen PAX5 (NP_057953.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02548
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel