

Anti-Pax5 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip Und Elisa - Q02548

Artikelnummer: CM0004971



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PAX5 (BSAP), geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA. Zuverlässiges Werkzeug für Studien zur B-Zell-Linienfestlegung und Lymphomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5079
Gen-ID	5079
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem PAX5 (Q02548) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q02548
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel