

Anti-Pax6 Monoklonaler Antikörper Für Wb/Ihc-P/Elisa - P26367

Artikelnummer: CM0003345



Einführung

Hochwertiger PAX6-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten PAX6, einem wichtigen Transkriptionsfaktor in der Augen- und ZNS-Entwicklung. Ideal für IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX6 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AN; PAX6
Spezies	Human
GeneID (Human)	5080
GeneID	5080
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 323-422 von humanem PAX6 (NP_000271.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26367
Proteingewicht	47kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel