

Anti-Pax6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26367

Artikelnummer: CM0030800



Einführung

PAX6 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt den Paired-Box-Transkriptionsfaktor, der kritisch für die Entwicklung von Auge, ZNS und Bauchspeicheldrüse ist. Ideal für Entwicklungsbiologie und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AN; AN1; AN2; FVH1; MGDA; WAGR; ASGD5; D11S812E; PAX6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5080
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem PAX6 (NP_000271.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26367
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel