

Anti-Pax6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26367

Artikelnummer: CM0007503



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen PAX6, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt PAX6 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung im Bereich Entwicklungsbiologie und Aniridie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AN; PAX6
Spezies	Mensch
Gen-ID	5080
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 323-422 von menschlichem PAX6 (NP_000271.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26367
Proteinmasse	47kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel