

Anti-Pax7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23759

Artikelnummer: CM0024739

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PAX7 (HuP1). Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung an Muskelstammzellen und Myogenese. ~55 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HUP1; RMS2; PAX7B; CMYP19; MYOSCO; PAX7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5081
GenID	5081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-470 des humanen PAX7 (NP_039236.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23759
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel