


Anti-Pax8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q06710

Artikelnummer: CM0007530



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches PAX8 gerichtet ist und für IF/ICC, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Schilddrüsen-Transkriptionsfaktoren und Wilms-Tumoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX8 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PAX-8; PAX8
Spezies	Mensch
GenID	7849
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem PAX8 (NP_003457.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06710
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel