


Anti-Pax8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q06710

Artikelnummer: CM0014272



Einführung

Hochwertiger PAX8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Schilddrüsen-Transkriptionsfaktoren und Entwicklungsbiologie. Unterstützt durch UniProt Q06710.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAX-8; PAX8
Spezies	Mensch
GenID	7849
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem PAX8 (NP_003457.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06710
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel