

Anti-Pax9 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55771

Artikelnummer: CM0003172

Einführung

Anti-PAX9 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschlichen, murinen und Ratten PAX9 Transkriptionsfaktor. Ideal für Entwicklungsbiologie und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	STHAG3; PAX9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5083
Gen-ID	5083
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PAX9 (P55771)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55771
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel