


Anti-Paxillin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49023

Artikelnummer: CM0003674



Einführung

Rekombinanter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Paxillin, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Untersucht Fokaladhäsion, Zytoskelettorganisation und Dynamik von Zellverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Paxillin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Paxillin; PXN; paxillin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5829
Gen-ID	5829
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Paxillin (P49023) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49023
Protein-Gewicht	65kDa/61kDa/66kDa/47kDa
Versand	Eistasche