


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Paxillin-Antikörper Für Wb, Elisa - P49023

Artikelnummer: CM0021095



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Paxillin, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt Paxillin in humanen und murinen Proben zur Untersuchung der Dynamik fokaler Adhäsionen und zytoskelettaler Wechselwirkungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Paxillin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Paxillin; PXN; paxillin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5829
GeneID	5829
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Paxillins (NP_002850.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49023
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Ice-Bag