

Polyklonaler Anti-Pbef/Visfatin/Nampt-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43490

Artikelnummer: CM0016391



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PBEF/Visfatin/NAMPT. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen des NAD-Stoffwechsels, des zirkadianen Rhythmus und von Zytokinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBEF/Visfatin/NAMPT-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10135
GeneID	10135
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43490
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Kühlakku