

Anti-Pbef/Visfatin/Nampt-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P43490

Artikelnummer: CM0007190



Einführung

Leistungstarker monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PBEF/Visfatin/NAMPT (UniProt P43490). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der NAD-Biosynthese, Immunmodulation und Adipokine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBEF/Visfatin/NAMPT-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10135
GeneID	10135
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des humanen PBEF/Visfatin/NAMPT (NP_005737.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43490
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Kühlakku